



再生相关试剂

使用说明

产品描述

试剂	描述	体积	货号
甘氨酸盐酸 pH3.0	10mM 甘氨酸盐酸 pH3.0	200mL	PR2041
甘氨酸盐酸 pH2.5	10mM 甘氨酸盐酸 pH2.5	200mL	PR2042
甘氨酸盐酸 pH2.0	10mM 甘氨酸盐酸 pH2.0	200mL	PR2043
甘氨酸盐酸 pH1.5	10mM 甘氨酸盐酸 pH1.5	200mL	PR2044

注：所有溶液已通过 0.22 μm 膜过滤，即开即用。

储存：2°C 至 8°C 储存。使用截止日期适用于缓冲液未开封前。

预期用途：建议再生相关溶液，除去 SPR 传感芯片表面结合的分析物。

注：仅供体外实验使用。

安全：有关产品的安全使用和处理，请参阅安全数据表 (www.polariton.life)